

IP 定量[尿]				16500
				担当部署
U-IP				生化
<b>検査オーダー</b>				
患者同意に関する要求事項		特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*1.頻用→		
	2	電子カルテ→指示①→検査→*5.尿・便・その他→		
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		特記事項なし		
検査受付時間		8 : 15～16 : 00		
<b>検体採取・搬送・保存</b>				
患者の事前準備事項		特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1	新鮮尿	2 3 スピッツ	なし	mL
2	蓄尿	22 蓄尿	防腐剤、尿量インジゲーター	mL
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
検体搬送条件		室温		
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物 4)粘性のある検体		
保管検体の保存期間		冷蔵・2週間(追加検査については、検査室に要問合せ)		
<b>検査結果・報告</b>				
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部		
測定時間		当日中～翌日		

生物学的基準範囲		設定なし				
臨床判断値		設定なし				
基準値					単位	mg/dL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		リン(P)は健常成人において骨組織に 500 g が含有されており、血中では約 30% が無機 P として存在する。その濃度は腸管から吸収、腎から排泄細胞内外のシフトにより容易に変動し、利尿により喪失されやすい。糸球体で大半の無機 P はいったん濾過され、続く尿細管で約 80% がナトリウム依存性リン輸送体 (NaPi2a) の効果で再吸収される。(日本臨床第 7 版 279-283)				